


Epsylar+

FÜR DEN DIAGNOSTISCHEN UND INTERVENTIONELLEN
ZUGANG ZU PERIPHEREN GEFÄSSEN



arteriell



venös

4-8F

Ø



röntgendichte
Marker



atraumatische
Spitze



hydrophile
Beschichtung



Knickstabil



max.
.035i
Führungsdraht
4F



max.
.038i
Führungsdraht
5F-8F



Epsylar+

FÜHRUNGSSCHLEUSE

Geeignet für periphere Interventionen: Die Epsylar+ Führungsschleuse bietet erweiterte Anwendungsmöglichkeiten, da sie sowohl als Einführschleuse als auch als Führungskatheter eingesetzt werden kann. Sie ist für das Einbringen diagnostischer und interventioneller Instrumente in das Gefäßsystem konzipiert.

**SANFTER ÜBERGANG
FÜR EINFACHES EINFÜHREN**

FEATURES

Platinum-Iridium-Marker für präzises Lokalisieren und Vermessen


Edelstahl-Coildesign für kontrollierten Vorschub und hohe Knickstabilität

Hydrophile Beschichtung für ein schonendes Einführen und zur Minimierung von Vasospasmen

PTFE-Innenschicht für ein reibungsarmes Vorschieben von Instrumenten

Sanfter Übergang zwischen Schleuse und Dilatator zur Minimierung von Gefäßtraumata


Atraumatische Spitze für eine sichere Handhabung





FEATURES

Das abnehmbare hämostatische Ventil ist mit einer Vielzahl von Zubehörprodukten kompatibel und ermöglicht dem Anwender eine höhere Flexibilität während der Intervention



BESTELLINFORMATIONEN



Karton: 1 Einheit



Schleusenlänge (cm)	French Größe					Spitzen Konfiguration
	4F	5F	6F	7F	8F	
40	VSS4F01	VSS5F01	VSS6F01	VSS7F01	VSS8F01	gerade
55	VSS4F02	VSS5F02	VSS6F02	VSS7F02	VSS8F02	
70	VSS4F03	VSS5F03	VSS6F03	VSS7F03	VSS8F03	
90	VSS4F04	VSS5F04	VSS6F04	VSS7F04	VSS8F04	

IHR PATIENT STEHT IM MITTELPUNKT UNSERES TÄGLICHEN HANDELNS

Optimed mit Sitz in Ettlingen (Deutschland) ist seit 1996 in Forschung, Entwicklung, Herstellung und weltweitem Vertrieb hochwertiger Medizinprodukte für die minimal-invasive Therapie tätig. Mehr als 200 Mitarbeitende an unserem Firmensitz, in unseren Produktionsstätten sowie in unseren globalen Vertriebsteams sorgen täglich dafür, dass wir Ihnen und Ihren Patienten Medizinprodukte höchster Qualität bereitstellen.



Um unser umfassendes Portfolio kennenzulernen und unseren aktuellen Produktkatalog einzusehen, besuchen Sie uns unter www.optimed.com



Bestellnummer 9997-0034DE
Rev (08/2026) | © optimed

Vertrieb durch:

optimed Medizinische Instrumente GmbH
Ferdinand-Porsche-Straße 11 | 76275 Ettlingen
Tel. +49 (0) 7243 / 76 33-0 | Fax +49 (0) 7243 / 76 33-624
info@optimed.com | www.optimed.com

CE 0123

Hersteller:

Shanghai INT Medical Instruments Co., Ltd.
No. 925, Jinyuan Yi Road, 201803 | Shanghai, P.R.C.
Tel. +86 21 59140056

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffestraße 80 | 20537 Hamburg
Tel. +49 40 2513175