


Endosil

SILIKON URETERSCHIENE




- SILIKON
- STEUERBAR
- DOPPEL-J URETERSCHIENE



gut
röntgen-
sichtbar

Endosil

SILIKON URETERSCHIENE



Nitinol
Führungs-
draht

SILIKON | GUT RÖNTGENSICHTBAR | STEUERBAR
LIEGEDAUER VON BIS ZU EINEM JAHR

Set – mit Nitinol Führungsdraht

	Führungsdraht	24 cm	26 cm	28 cm	30 cm
6 CH / F	ø 0,035 inch Nitinol steif	ROJB9624ST	ROJB9626ST	ROJB9628ST	ROJB9630ST
7 CH / F		ROJB9724ST	ROJB9726ST	ROJB9728ST	ROJB9730ST
8 CH / F		ROJB9824ST	ROJB9826ST	ROJB9828ST	ROJB9830ST

Set Komponenten:

Silikon Doppel-J Ureterschiene (6-8 CH/F) | 40 cm langer konnektierbarer Pusher mit röntgensichtbarem Ring |
0,035 inch Nitinol Führungsdraht mit steifem Schaft

Set – ohne Führungsdraht

	Führungsdraht	24 cm	26 cm	28 cm
6 CH / F	-	ROJB2624ST	ROJB2626ST	ROJB2628ST
7 CH / F		ROJB2724ST	ROJB2726ST	ROJB2728ST

Set Komponenten:

Silikon Doppel-J Ureterschiene (6-7 CH/F) | 40 cm langer konnektierbarer Pusher mit röntgensichtbarem Ring

Hersteller:
Rocamed SAM
9 avenue Albert II
98000 Monaco



Vertrieb durch:
optimed Medizinische Instrumente GmbH
Ferdinand-Porsche-Straße 11 | 76275 Ettlingen Germany
Tel. +49 (0) 7243 / 76 33-0 | Fax +49 (0) 7243 / 76 33-624
info@optimed.com | www.optimed.com
Order Code 9997-0005DE | Rev. 11/2023 | © optimed

