




PerkX


KOAXIALES STEINFANGKÖRBCHEN FÜR DIE PCNL



ZUM ENTFERNEN GROSSER
STEINFRAGMENTE IN DER PCNL


PerkX

KOAXIALES STEINFANGKÖRBCHEN FÜR DIE PCNL




NITINOL- FLACHDRÄHTE

Hervorragendes Form-
gedächtnis und Flexibilität




SPITZENLOSER KORB

Zur Minimierung
des Trauma-Risikos



ERGONOMISCHER GRIFF

- Mit Tuohy Borst Adapter
- Ermöglicht das Einführen von 272µm Laserfasern



Bestellinformationen

Bestell-Nr.	CH	Länge (cm)	Körbchen ø (mm)
ROKP1001ST	10	38	20

Hersteller:
Rocamed SAM
9 avenue Albert II
98000 Monaco



Vertrieb durch:
optimed Medizinische Instrumente GmbH
Ferdinand-Porsche-Straße 11 | 76275 Ettlingen Germany
Tel. +49 (0) 7243 / 76 33-0 | Fax +49 (0) 7243 / 76 33-624
info@optimed.com | www.optimed.com
Order Code 9997-0008DE | Rev. 01/2024 | © optimed

